

Kalem Tip PH Metreler

Teknik Özellikler;

Model	INOPH-5	INOPH-8
Ölçüm Aralığı	0.0 - 14.0pH	0.0 - 14.0pH
Çözünürlük Oranı	0.1pH	0.01pH
Doğruluk	±0.1pH (at 20°C)	±0.2pH
Doğrulama	1 nokta	2 nokta
Otomatik Sıcaklık Telafisi	N/A	0 to 60°C
Güç Kaynağı	3x1.5V (AG13)	4x1.5V (AG13)
Boyutlar (mm)	152x29x15	177x42x24
Ağırlık	50g	90g
Ambalaj Boyutu	300x100x50mm	
Ambalaj Ağırlığı	1kg	



Masaüstü PH Metreler

INOBPH Serisi pH metre, endüstrideki, tarımdaki, bilimsel araştırmalardaki, çevre korumadaki ve diğer benzer alanlarda bulunan sıvının pH değerini belirlemek için yaygın olarak kullanılır. Ayrıca gıda fabrikaları, içme suyu fabrikaları için QS ve HACCP sertifikasyon test cihazları olarak da kullanılmaktadır.

Özellikler;

1. Geniş LCD ekran,
2. Manüel sıcaklık kompanseasyonu işlevi,
3. Bir nokta veya 2 nokta kalibrasyonu,
4. Kompozit pH elektrotu.



Teknik Özellikler:

Model		INOBPH-5	INOBPH-6	INOBPH-7	INOBPH-8
Ölçüm Kapsamı	PH	0.00 - 14.00	0.00 - 16.00	-2.00 - 19.99	-2.00 - 19.99
	MV	0 - 1599	0 - 1999	0 - 1999	0 - 1999
	Sıcaklık	N/A	N/A	0.0 - 80.0°C	0.0 - 80.0°C
Çözüm	PH	0.01			
	MV	1	1	±1	±1
	Sıcaklık	N/A	N/A	0.01°C	0.01°C
İçsel Hata	PH	±0.02pH±			
	MV	±1%FS			
	Sıcaklık	N/A	N/A	±0.01°C	±0.01°C
Direnç	≥1x10 ¹² Ω				
Akım	≥1x10 ¹² A				
İstikrar	(±0.05pH±1)/3H				
Sıcaklık Telafi Aralığı	(0.0±60.0)°C		(0.0±60.0)°C	(0.0 - 80.0)°C	(0.0 - 80.0)°C
Güç Kaynağı	DC(12V, 10A)				
Boyutlar	300x280x120mm				
Ağırlık	1.8 Kg				

