

## Kalem Tip PH Metreler

### Teknik Özellikler;

| Model                      | INOPH-5          | INOPH-8       |
|----------------------------|------------------|---------------|
| Ölçüm Aralığı              | 0.0 - 14.0pH     | 0.0 - 14.0pH  |
| Çözünürlük Oranı           | 0.1pH            | 0.01pH        |
| Doğruluk                   | ±0.1pH (at 20°C) | ±0.2pH        |
| Doğrulama                  | 1 nokta          | 2 nokta       |
| Otomatik Sıcaklık Telafisi | N/A              | 0 to 60°C     |
| Güç Kaynağı                | 3x1.5V (AG13)    | 4x1.5V (AG13) |
| Boyutlar (mm)              | 152x29x15        | 177x42x24     |
| Ağırlık                    | 50g              | 90g           |
| Ambalaj Boyutu             | 300x100x50mm     |               |
| Ambalaj Ağırlığı           | 1kg              |               |



## Masaüstü PH Metreler

**INOBPH Serisi** pH metre, endüstrideki, tarımdaki, bilimsel araştırmalardaki, çevre korumadaki ve diğer benzer alanlarda bulunan sıvının pH değerini belirlemek için yaygın olarak kullanılır. Ayrıca gıda fabrikaları, içme suyu fabrikaları için QS ve HACCP sertifikasyon test cihazları olarak da kullanılmaktadır.

### Özellikler;

1. Geniş LCD ekran,
2. Manüel sıcaklık kompanseasyonu işlevi,
3. Bir nokta veya 2 nokta kalibrasyonu,
4. Kompozit pH elektrotu.



### Teknik Özellikler:

| Model                   |                       | INOBPH-5     | INOBPH-6     | INOBPH-7       | INOBPH-8       |
|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| Ölçüm Kapsamı           | PH                    | 0.00 - 14.00 | 0.00 - 16.00 | -2.00 - 19.99  | -2.00 - 19.99  |
|                         | MV                    | 0 - 1599     | 0 - 1999     | 0 - 1999       | 0 - 1999       |
|                         | Sıcaklık              | N/A          | N/A          | 0.0 - 80.0°C   | 0.0 - 80.0°C   |
| Çözüm                   | PH                    | 0.01         |              |                |                |
|                         | MV                    | 1            | 1            | ±1             | ±1             |
|                         | Sıcaklık              | N/A          | N/A          | 0.01°C         | 0.01°C         |
| İçsel Hata              | PH                    | ±0.02pH±     |              |                |                |
|                         | MV                    | ±1%FS        |              |                |                |
|                         | Sıcaklık              | N/A          | N/A          | ±0.01°C        | ±0.01°C        |
| Direnç                  | ≥1x10 <sup>12</sup> Ω |              |              |                |                |
| Akım                    | ≥1x10 <sup>12</sup> A |              |              |                |                |
| İstikrar                | (±0.05pH±1)/3H        |              |              |                |                |
| Sıcaklık Telafi Aralığı | (0.0±60.0)°C          |              | (0.0±60.0)°C | (0.0 - 80.0)°C | (0.0 - 80.0)°C |
| Güç Kaynağı             | DC(12V, 10A)          |              |              |                |                |
| Boyutlar                | 300x280x120mm         |              |              |                |                |
| Ağırlık                 | 1.8 Kg                |              |              |                |                |

