

BRC-5180T Yüksek Hız Masaüstü Dokunmatik Ekran Santrifüj Rotor Tipleri



Sipariş No.	Rotor Tipi	Maks. Hız (rpm)	Maks. RCF (xg)	Maks. Kapasite
INO518T-1	Açılır Rotor (Yuvarlak Gode)	4000	2580	4x180ml
INO518T-2	Mikroplate Rotor (Çerçeve Tip)	4000	2020	2x3x96 well
INO518T-3	Mikroplate Rotor (Kutu Tipi)	4000	1980	2x3x96 well
INO518T-4	Açılır Rotor	5000	4420	4x1x50ml
INO518T-5	Açılır Rotor	5000	4420	4x1x100ml
INO518T-6	Açılır Rotor	4000	2820	4x2x50ml
INO518T-7	Açılır Rotor	4000	2820	4x4x15ml
INO518T-8	Açılır Rotor	4000	2580	4x6x10/7ml
INO518T-9	Sabit Açılı Rotor	14000	12070	4x8 PCR
INO518T-10	Sabit Açılı Rotor	13000	16080	6x8 PCR
INO518T-11	Sabit Açılı Rotor	14000	13390	8x8 PCR
INO518T-12	Sabit Açılı Rotor	13000	17220	12x8 PCR
INO518T-13	Sabit Açılı Rotor	14000	19960	40x0.5ml
INO518T-14	Sabit Açılı Rotor	18500	23990	12x1.5ml
INO518T-15	Sabit Açılı Rotor	15000	20600	24x1.5ml
INO518T-16	Sabit Açılı Rotor	13500	19340	30x1.5ml
INO518T-17	Sabit Açılı Rotor	11000	12840	48x1.5ml
INO518T-18	Sabit Açılı Rotor	15000	19350	16x5ml
INO518T-19	Sabit Açılı Rotor	14000	16460	6x10ml
INO518T-20	Sabit Açılı Rotor	13000	17030	12x10ml
INO518T-21	Sabit Açılı Rotor	11000	13950	16x10ml
INO518T-22	Sabit Açılı Rotor	11000	12730	8x15ml
INO518T-23	Sabit Açılı Rotor	9000	9590	12x15ml
INO518T-24	Sabit Açılı Rotor	5000	3500	24x15ml
INO518T-25	Sabit Açılı Rotor	5000	3830	30x15ml
INO518T-26	Sabit Açılı Rotor	12000	14000	6x30ml
INO518T-27	Sabit Açılı Rotor	12000	16050	6x50ml (Konik)
INO518T-28	Sabit Açılı Rotor	12000	15960	6x50ml (Yuvarlak)
INO518T-29	Sabit Açılı Rotor	11000	13560	4x85ml
INO518T-30	Sabit Açılı Rotor	10000	10310	4x100ml
INO518T-31	Sabit Açılı Rotor	8000	7280	6x100ml
INO518T-32	Sabit Açılı Rotor	12000	15800	24 Kılcal
INO518T-33	Sabit Açılı Rotor	15000	19920	4x5ml
INO518T-34	Sabit Açılı Rotor	16000	16450	16x5ml
INO518T-35	Sabit Açılı Rotor	14000	19750	8x30ml