

## BRC-5300T Yüksek Hız Masaüstü Dokunmatik Ekran Santrifüj Rotor Tipleri



Sipariş No.	Rotor Tipi	Maks. Hız (rpm)	Maks. RCF (xg)	Maks. Kapasite
INO53T-1	Açılır Rotor (Yuvarlak Gode)	4000	3180	4x300ml
INO53T-2	Açılır Rotor (Kare Gode)	4000	3150	4x300ml
INO53T-3	Açılır Rotor	4000	3150	4x24x7ml
INO53T-4	Açılır Rotor	4000	2750	4x24x5ml
INO53T-5	Açılır Rotor	4000	3150	4x16x10ml
INO53T-6	Açılır Rotor	4000	3410	4x22x7ml
INO53T-7	Açılır Rotor	4000	2840	4x22x5ml
INO53T-8	Açılır Rotor	4000	3140	4x18x10ml
INO53T-9	Mikroplate Rotor (Kutu Tipi)	4000	2770	2x4x96 well
INO53T-10	Mikroplate Rotor (Çerçeve Tipi)	4000	2910	2x4x96 well
INO53T-11	Mikroplate Rotor (Çerçeve Tipi)	4000	2300	2x3x48 well
INO53T-12	Açılır Rotor	5000	4730	4x1x50ml
INO53T-13	Açılır Rotor	5000	4730	4x1x100ml
INO53T-14	Açılır Rotor	4000	3020	4x2x100ml
INO53T-15	Açılır Rotor	4000	3200	4x2x50ml
INO53T-16	Açılır Rotor	4000	3200	4x4x15ml
INO53T-17	Açılır Rotor	4000	3200	4x6x15ml
INO53T-18	Açılır Rotor	4000	3200	4x8x15ml
INO53T-19	Açılır Rotor	4000	2770	4x8x10/7ml
INO53T-20	Açılır Rotor	4000	2380	4x8x5ml adaptör
INO53T-21	Açılır Rotor	4000	2770	4x6x10/7ml
INO53T-22	Açılır Rotor	4000	2380	4x6x5ml adaptör
INO53T-23	Açılır Rotor	4000	2770	4x4x10/7ml
INO53T-24	Açılır Rotor	4000	2380	4x4x5ml adaptör
INO53T-25	Açılır Rotor	4000	2520	4x16x5ml
INO53T-26	Açılır Rotor	4000	2880	4x16x7ml
INO53T-27	Açılır Rotor	4000	2880	4x12x10ml
INO53T-28	Sabit Açılı Rotor	14000	12070	4x8 PCR
INO53T-29	Sabit Açılı Rotor	13000	16080	6x8 PCR
INO53T-30	Sabit Açılı Rotor	14000	13390	8x8 PCR
INO53T-31	Sabit Açılı Rotor	13000	17220	12x8 PCR
INO53T-32	Sabit Açılı Rotor	14000	19960	40x0.5ml
INO53T-33	Sabit Açılı Rotor	18500	23990	12x1.5ml
INO53T-34	Sabit Açılı Rotor	15000	20600	24x1.5ml
INO53T-35	Sabit Açılı Rotor	13500	19340	30x1.5ml
INO53T-36	Sabit Açılı Rotor	11000	12840	48x1.5ml
INO53T-37	Sabit Açılı Rotor	15000	19350	16x5ml
INO53T-38	Sabit Açılı Rotor	14000	16460	6x10ml
INO53T-39	Sabit Açılı Rotor	13000	17030	12x10ml
INO53T-40	Sabit Açılı Rotor	11000	13950	16x10ml
INO53T-41	Sabit Açılı Rotor	11000	12730	8x15ml
INO53T-42	Sabit Açılı Rotor	9000	9590	12x15ml
INO53T-43	Sabit Açılı Rotor	5000	3500	24x15ml
INO53T-44	Sabit Açılı Rotor	5000	3830	30x15ml
INO53T-45	Sabit Açılı Rotor	12000	14000	6x30ml
INO53T-46	Sabit Açılı Rotor	12000	16050	6x50ml (Konik)
INO53T-47	Sabit Açılı Rotor	12000	15960	6x50ml (Yuvarlak)
INO53T-48	Sabit Açılı Rotor	5000	3860	12x50ml
INO53T-49	Sabit Açılı Rotor	5000	2910	24x50ml
INO53T-50	Sabit Açılı Rotor	11000	13560	4x85ml
INO53T-51	Sabit Açılı Rotor	10000	10310	4x100ml
INO53T-52	Sabit Açılı Rotor	8000	7280	6x100ml
INO53T-53	Sabit Açılı Rotor	4000	2970	12x100ml
INO53T-54	Açılır Rotor	12000	15800	24 Kılcal
INO53T-55	Dikey Rotor	15000	19920	4x5ml
INO53T-56	Dikey Rotor	16000	16450	16x5ml
INO53T-57	Dikey Rotor	14000	19750	8x30ml