

## NDI Serisi Kuru Blok Isıtıcılar

### Özellikler;

NDI Serisi kuru banyo inkübatörü, kültürlerin inkübasyonu ve aktivasyonu, enzim reaksiyonları, immunoassayler, erime / kaynama noktaları ve çok çeşitli diğer laboratuvar prosedürleri için idealdir.

NDI-2E, bağımsız dijital sıcaklık kontrolüne sahip iki bloğu barındıran yenilikçi bir tasarımdır. Her blok farklı sıcaklıklarda ayarlanabilir.

Birden fazla kullanıcı için veya numunelerin iki sıcaklık arasında çok hızlı bir şekilde aktarılması gereken uygulamalar için idealdir.

### Teknik Özellikler ;

Model	NDI-1	NDI-2	NDI-2E
Sıcaklık Kontrol Aralığı		OS 5°C - 105°C	
Zamanlama Aralığı		1dk - 99s59dk	
Sıcaklık Doğruluğu		±0.5°C	
Sıcaklık Görüntüleme Doğruluğu		±0.1°C	
Isıtma Süresi (20°C'den 105°C'ye)		≤20dk	
Blok Kapasitesi	1	2	2
Güç Gereksinimi	120W	240W	240W
Güç Kaynağı	250V 1.5A Φ5x20	250V 3A Φ5x20	250V 3A Φ5x20
Boyutlar (mm)(DxGxY)	255x190x125	370x215x150	370x215x150
Ağırlık (kg)	2,5	4,5	4,5



NDI-1

### Blok Tipleri ;

Tip	Tüp Çapı	Kapasite (Delik ad. &ml)	Boyutlar (mm)
BH01		96 x 0.2ml	108x72x60
BH02		45 x 0.5ml	108x72x49
BH03		35 x 1.5ml	108x72x49
BH04		35 x 2.0ml	108x72x49
BH05		15 x 0.5ml + 20 x 1.5ml	108x72x49
BH06		20 x 1.5ml + 15 x 2.0ml	108x72x49
BH07		32x0.2ml + 20x0.5ml + 9x1.5ml	108x72x49
BH08		20 x 5ml	108x72x49
BH09		20 x 10ml	108x72x49
BH10		12 x 15ml	108x72x60
BH11		6 x 50ml	108x72x60
BH12		96 x 0.2ml Well-Plate	116.5x75x56
BH13		Katı Blok (Deliksiz)	108x72x60
BH14		384 PCR Plate	108x72x49
BH15	6mm	40 ad.	108x72x49
BH16	10mm	28 ad.	108x72x49
BH17	12mm	24 ad.	108x72x49
BH18	13mm	24 ad.	108x72x49
BH19	15mm	14 ad.	108x72x49
BH20	16mm	14 ad.	108x72x49
BH21	19mm	12 ad.	108x72x49
BH22	20mm	11 ad.	108x72x49
BH23	26mm	6 ad.	108x72x49
BH24	28mm	6 ad.	108x72x49
BH25	40mm	2 ad.	108x72x49
BH26	13x95x32	3 ad.	108x72x49

Küvet Başına



NDI-2E

CE

