

BRC-5300UT Yüksek Hız Masaüstü Dokunmatik Ekran Santrifüj Rotor Tipleri



Sipariş No.	Rotor Tipi	Maks. Hız (rpm)	Maks. RCF (xg)	Maks. Kapasite
INO53UT-1	Açılır Rotor (Yuvarlak Gode)	4000	3180	4x300ml
INO53UT-2	Açılır Rotor (Kare Gode)	4000	3150	4x300ml
INO53UT-3	Açılır Rotor	4000	3150	4x24x7ml
INO53UT-4	Açılır Rotor	4000	2750	4x24x5ml
INO53UT-5	Açılır Rotor	4000	3150	4x16x10ml
INO53UT-6	Mikroplate Rotor (Çerçeve Tipi)	4000	2910	2x4x96 well
INO53UT-7	Mikroplate Rotor (Kutu Tipi)	4000	2770	2x4x96 well
INO53UT-8	Mikroplate Rotor	4000	2300	2x3x48 well
INO53UT-9	Açılır Rotor	4000	3410	4x22x7ml
INO53UT-10	Açılır Rotor	4000	2840	4x22x5ml
INO53UT-11	Açılır Rotor	4000	3140	4x18x10ml
INO53UT-12	Açılır Rotor	4000	4730	4x1x50ml
INO53UT-13	Açılır Rotor	5000	4730	4x1x100ml
INO53UT-14	Açılır Rotor	5000	3020	4x2x100ml
INO53UT-15	Açılır Rotor	4000	3200	4x2x50ml
INO53UT-16	Açılır Rotor	4000	3200	4x4x15ml
INO53UT-17	Açılır Rotor	4000	3200	4x6x15ml
INO53UT-18	Açılır Rotor	4000	3200	4x8x15ml
INO53UT-19	Açılır Rotor	4000	2770	4x8x10/7ml Vakum Tüp
INO53UT-20	Açılır Rotor	4000	2380	4x8x5ml Vakum Tüp
INO53UT-21	Açılır Rotor	4000	2770	4x6x10/7ml Vakum Tüp
INO53UT-22	Açılır Rotor	4000	2380	4x6x5ml Vakum Tüp
INO53UT-23	Açılır Rotor	4000	2770	4x4x10/7ml Vakum Tüp
INO53UT-24	Açılır Rotor	4000	2380	4x4x5ml Vakum Tüp
INO53UT-25	Açılır Rotor	4000	2520	4x16x5ml Vakum Tüp
INO53UT-26	Açılır Rotor	4000	2880	4x16x7ml Vakum Tüp
INO53UT-27	Açılır Rotor	4000	2880	4x16x10ml Vakum Tüp
INO53UT-28	Açılır Rotor	4000	2880	4x16x10ml Vakum Tüp
INO53UT-29	Sabit Açılı Rotor	16000	15760	4x8 PCR
INO53UT-30	Sabit Açılı Rotor	15000	21420	6x8 PCR
INO53UT-31	Sabit Açılı Rotor	16000	17480	8x8 PCR
INO53UT-32	Sabit Açılı Rotor	15000	22930	12x8 PCR
INO53UT-33	Sabit Açılı Rotor	15000	22920	40x0.5ml
INO53UT-34	Sabit Açılı Rotor	21000	30910	12x1.5ml
INO53UT-35	Sabit Açılı Rotor	16000	23440	24x1.5ml
INO53UT-36	Sabit Açılı Rotor	14000	20800	30x1.5ml
INO53UT-37	Sabit Açılı Rotor	13000	17930	48x1.5ml
INO53UT-38	Sabit Açılı Rotor	16000	22020	16x5ml
INO53UT-39	Sabit Açılı Rotor	16000	21500	6x10ml
INO53UT-40	Sabit Açılı Rotor	15000	22680	12x10ml
INO53UT-41	Sabit Açılı Rotor	13000	19490	16x10ml
INO53UT-42	Sabit Açılı Rotor	13000	17790	8x15ml
INO53UT-43	Sabit Açılı Rotor	11000	14330	12x15ml
INO53UT-44	Sabit Açılı Rotor	5000	3500	24x15ml
INO53UT-45	Sabit Açılı Rotor	5000	3830	30x15ml
INO53UT-46	Sabit Açılı Rotor	14000	19060	6x30ml
INO53UT-47	Sabit Açılı Rotor	13000	18840	6x50ml (Konik)
INO53UT-48	Sabit Açılı Rotor	13000	18730	6x50ml (Yuvarlak)
INO53UT-49	Sabit Açılı Rotor	5000	3860	12x50ml
INO53UT-50	Sabit Açılı Rotor	4000	2970	24x50ml
INO53UT-51	Sabit Açılı Rotor	13000	18940	4x85ml
INO53UT-52	Sabit Açılı Rotor	12000	14850	4x100ml
INO53UT-53	Sabit Açılı Rotor	10000	11380	6x100ml
INO53UT-54	Sabit Açılı Rotor	4000	2970	12x100ml
INO53UT-55	Sabit Açılı Rotor	12000	15800	24 Kılcal
INO53UT-56	Açılır Rotor	15000	19920	4x5ml
INO53UT-57	Dikey Rotor	16000	16450	16x5ml
INO53UT-58	Dikey Rotor	14000	19750	8x30ml