

INK-100 Serisi Mikroplaka Isıtıcı (İnkübator)



INK-100 Serisi Mikroişlemci kontrollü, hassas zaman ve sıcaklık ayarlamalarına sahip mikro-plaka ısıtıcılar, mikro-plakaların hem alt hem de üstünde yer alan ısıtıcı tablalar sayesinde çok daha doğru değerler elde etmeyi sağlar.

Numunelerin her bölgesine eşit oranda ısı dağılım sağlamaktadır.

Özellikler ;

1. Kurulumu ve kullanımı kolay LCD Ekran.
2. Mikro plakaların üstünde ve altında ısıtma tablaları.
3. 0.1°C'lik adımlarla 70°C'ye kadar inkübasyon.
4. Aynı anda 2 veya 4 mikro-plaka inkübasyonu.
5. Program tamamlandıktan sonra bip sinyali.
6. Plaka üzerinde mükemmel sıcaklık doğruluğu ve istikrarı.
7. Tasarlanan ve gerçek sıcaklığın tam uyumu.

Teknik Özellikler;

Model	INK-100-2A	INK-100-4A
Platform Sayısı	2	4
Sıcaklık Aralığı	+5°C - 70°C	
Zamanlama Aralığı	1dk - 99s59dk	
Sıcaklık Doğruluğu	±0.5°C	
Görüntüleme Doğruluğu	±0.1°C	
Isıtma Süresi (25°C OS'da)	≤20dk (20°C'den 70°C'ye)	
Güç Kaynağı	AC100-240V 50/60Hz 150W	AC120-220V 50/60Hz 200W
Boyutlar (DxGxY)(mm)	280x270x150	320x350x185
Ağırlık	4 kg	8 kg

