

MultiMini-BH Serisi Çoklu Mini Blok Isıtıcılar

MultiMini-BH3 üç ayrı bloğu aynı anda farklı değerlerle ve zamanlarda ısıtmanızı ve soğutmanızı sağlar. Bağımsız kullanılabilen 3 farklı blok ısıtma ve soğutma sistemi sayesinde hem zaman hem mekan hem de bütçeden tasarruf sağlayan bir cihazdır. 0.2ml'den 2ml'ye kadar çeşitli alüminyum bloklarla kullanım imkanı vardır.

Özellikler ;

1. Çalışma alanından, zamandan ve bütçeden tasarruf sağlayan 3 bağımsız kontrollü blok ısıtıcı sistem.
2. LCD ekranı sayesinde kolay kullanım.
3. Set edilen ve mevcut sıcaklık ve zaman değerlerini eş zamanlı gösterim.
4. 0°C~100°C arası kontrol edilebilir ısıtma ve soğutma.
5. Program bitişlerinde ve durduğunda uyarı sinyali.

Teknik Özellikler ;

Model	MultiMini-BH3C			MultiMini-BH3
Çalışma Alanı	Block-A	Block-B	Block-C	Block-A/B/C
Sıcaklık Kontrol Aralığı	0°C - 99.9°C	+5 - 99.9°C	+5 - 99.9°C	+5 - 99.9°C
Isıtma Süresi (25°C'den 99.9°C'ye)	≤20min	≤20min	≤20min	≤20min
Soğutma Süresi (25°C'den 0°C'ye)	≤25min (*)	Yok	Yok	Yok
Sıcaklık Kontrol Doğruluğu	≤0.5°C			≤0.5°C
37°C'de Sıcaklık Kontrol Doğruluğu	0.2°C			0.2°C
Görüntüleme Doğruluğu	0.1°C			0.1°C
Zamanlama Aralığı	1 - 999h			1 - 999h
Blok Sayısı	3			3
Güç Gereksinimi	DC12V,120W			DC12V, 120W
Boyutlar (GxDxY)(mm)	360x180x150			360x180x150
Net Ağırlık	3kg			3kg

Blok Tipleri ;

Tip	Açıklama
A-MiniT	40x0.2ml
B-MiniT	24x0.5ml
C-MiniT	15x1.5ml
D-MiniT	15x2.0ml
E-MiniT	8--12.5x12.5x32mm
F-MiniT	4x15ml
G-MiniT	2x50ml



CE

