

TSS Serisi Turbo Termal Çalkalayıcılar

TSS Serisi Turbo Thermo Çalkalayıcıları piyasadaki diğer termo çalkalayıcı cihazlarından daha hassastır!

TSS-2000/3000 Turbo Thermo Çalkalayıcıları, sadece çeşitli iz tüplerini, PCR kartlarını, derin delik plakalarını ve yaygın olarak kullanılan sarf malzemelerinin laboratuvarını harmanlamakla kalmayıp, inkübasyon fonksiyonunu ısıtmak için çeşitli modüllere sahiptir.

Özellikler :

1. Mikroplakalar, tüpler ve cam şişeler için termoshaker.
2. Hızlı çalkalama ve 3.000 rpm'ye kadar karıştırma (TSS-2000 için).
3. Mükemmel kontrollü 3 boyutlu karıştırma, dökülmeyi ve kapak ıslanmasını önler.
4. Son derece hassas işleme ve Anti-Titreşim Teknolojisi rahat bir çalışma ortamı için titreşimleri ortadan kaldırır.
5. Panel üzerinde Entegre vorteks ve kısa karışım işlevlerine sahip 2 programlanabilir yazılım tuşu mevcuttur.
6. Küçük ebatı, yüksek verimliliği, hafif olması ve bunun yanı sıra sessiz sağladığı operasyon ile laboratuvarlarda aranan olmazsa olmaz bir ekipman haline gelmiştir.
7. Kullanıcı seçimi için 10 çeşit birbirinden farklı numuneler için uygun alüminyum blok.

Teknik Özellikler;

Model	TSS-2000	TSS-3000
Karıştırma Hız Aralığı (rpm)(Turbo Mix)	300 - 3000	300 - 2000
Karıştırma hız Aralığı (rpm)(Normal Mix)	200 - 1500	200 - 1500
Karıştırma Yörünge Aralığı (Yatay)	2mm	3mm
Sıcaklık Aralığı	5°C - 100°C	
Zamanlama Aralığı	1dk - 99s59dk	
Sıcaklık Doğruluğu	±0.25°C (≤37°C) ±0.5°C (≤95°C)	
Sıcaklık Görüntüleme Doğruluğu	±0.1°C	
Isıtma Süresi (20°C'den 100°C'ye)	≤12dk	
Güç Kaynağı	AC100-240V 150W 5A	
Boyutlar (DxGxY)(mm)	240x170x165	
Ağırlık	6 kg	



CE

Blok Tipleri;

Tip	Açıklama
A-200	96 x 0.2ml
B-200	54 x 0.5ml
C-200	35 x 1.5ml
D-200	35 x 2.0ml
E-200	15 x 1.5ml+20 x 0.5ml
F-200	24 x Çap ≤φ12mm Tüpler
G-200	32 x 0.2ml+25 x 1.5ml
H-200	32 x 0.2ml+10 x 0.5ml+15 x 1.5ml
I-200	103 x 67 x 30mm Banyo Blok
J-200	96 x 0.2ml Microplate

Tüp Tutucuları;

Tip	Açıklama
MIX-A	0.2ml PCR Tüp Tutucu
MIX-B	0.5ml Tüp Tutucu
MIX-C	1.5/2.0ml Tüp Tutucu
MIX-D	8 x 15ml Tüp Tutucu
MIX-E	3 x 50ml Tüp Tutucu

