

## INOVO & INOPVO Serisi Yatay ve Dikey Programlanabilir Vakumlu İnkübatörler

INOVO ve INOPVO Vakum İnkübatörler, termo-duyarlı veya dekompoze ve oksidatif malzemelerin kolayca kurutulması için özel olarak tasarlanmıştır. Ayrıca, bir miktar elektrikli malzemenin hızlı bir şekilde çekilmesi için inert gazlarla doldurulabilir.

### Özellikler ;

1. Dikdörtgen çalışma odası, etkili hacmin tam kullanılmasını sağlar. Sıcaklık kontrolünde yüksek hassasiyetli fonksiyonlara sahip mikrobilgisayar kontrol cihazına sahiptir.
2. Çift katmanlı meneviş kurşun geçirmez cam kapı sayesinde çalışma odasında bulunan numuneleri gözlemek mümkündür.
3. Yüksek sıcaklığa dayanıklı silikon kauçuk kapı sızdırmazlık halkası, yüksek vakum derecesini garanti eder.
4. İç hazne, soğuk haddelenmiş parlak paslanmaz çelik levhalardan üretilmiştir ve temizliği kolaydır.
5. Oksijen olmadan, depolama, ısıtma, deney ve kurutma yapılabilir, oksidasyona yol açmaz.



### INOPVO Serisi Teknik Özellikler;

Model	INOPVO-6030	INOPVO-6060	INOPVO-6090	INOPVO-6125	INOPVO-6215	INOPVO-6430
Kapasite (L)	30	60	90	125	215	430
Raf Sayısı	2	3	2	3	3	4
Zamanlayıcı Aralığı	1 - 9999dk					
Sıcaklık Çözünürlüğü / Dalgalanması	0.1°C / ±1°C					
Sıcaklık Aralığı (OS'da)	10°C - 200°C					
Vakum Derecesi	133Pa					
Ortam Sıcaklığı	OS 5°C - 40°C					
İç Hazne Materyali	Paslanmaz Çelik					
Güç Kaynağı	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC380V 50Hz
Güç Gereksinimi (W)	1020	1770	1150	2400	2060	2800
İç Boyutlar (mm)	320x320x320	400x400x400	450x450x450	500x500x500	560x600x640	630x810x845
Dış Boyutlar (mm)	630x510x490	630x510x490	840x670x720	730x610x590	780x960x990	780x960x990
Ağırlık (Kg)	40	40	80	45	80	80

### INOVO Serisi Teknik Özellikler;

Model	INOVO-6020	INOVO-6030A Kimya için Tasarlanmıştır	INOVO-6050	INOVO-6053	INOVO-6030B	INOVO-6050B Canlı Organizmalar için Tasarlanmıştır
Kapasite (L)	20	30	50	50	30	50
Raf Sayısı	1	1	2	2	1	2
Sıcaklık Aralığı (OS'da)	10°C - 200°C	10°C - 200°C	10°C - 200°C	10°C - 200°C	10°C - 65°C	10°C - 65°C
Zamanlama Aralığı	1 - 9999dk					
Sıcaklık Çözünürlüğü / Dalgalanması	0.1°C / ±1°C					
Vakum Derecesi	133Pa					
Ortam Sıcaklığı	OS 5°C - 40°C					
İç Hazne Materyali	Paslanmaz Çelik					
Güç Kaynağı	AC220V 50Hz					
Güç Gereksinimi (W)	400	400	1400	1400	250	600
İç Boyutlar (mm)	300x300x275	320x320x300	415x370x345	315x370x345	320x320x300	415x370x345
Dış Boyutlar (mm)	530x410x390	630x510x490	710x520x540	740x570x620	630x510x490	710x520x540
Ağırlık (kg)	35	40	80	75	40	80