

INOCI Serisi Yüksek Kapasite Soğutmalı İnkübatörler

INOCI Serisi Yüksek Kapasiteli Soğutucu İnkübatörler, donmuş soğuk hava deposu işlevine sahip, yüksek kaliteli paslanmaz çelik plakadan imal edilmiştir.

Kolay temizlenebilir iç yapısı ile iş gücü gereksinimizi azaltır ve basit arayüzü ile kolay kullanım sağlar.

R134a Soğutucu gaz ile sağlıklı ve güvenilir çalışma sunmaktadır.

**Teknik Özellikler;**

| Model | INOCI-C1020 | INOCI-SC1020 |
|----------------------|-------------------------|--------------|
| Kapasite | | 1020L |
| Sıcaklık Aralığı | 0 - 10°C | -10 - 60°C |
| Soğutucu | | R134a |
| Soğutma Modu | Fan soğutma veya Statik | |
| Hazne Materyali | Paslamaz Çelik | |
| Güç Kaynağı | 220V 50Hz | |
| Güç Gereksinimi | 1500W | |
| İç Boyutlar (GxDxY) | 1100x630x1470mm | |
| Dış Boyutlar (GxDxY) | 1220x780x2050mm | |
| Ağırlık | 161 Kg | |