

## B Sınıf Buharlı -Vakumlu- Otoklavlar

### Özellikler:

1. EN13060 B standardına tam uyum, 3 kez titreşimli vakum. Vakum, -80Kpa'ya kadar düşebilir.
2. Geniş LCD Ekran, kolay kullanım.
3. Daha güvenli işlem için, otomatik olarak kapı durumunu tespiti.
4. 2.5mm derin gerilmiş şekilde yüksek kaliteli paslanmaz çelik iç mesane.
5. Dahili temizlik ve kanalizasyon ekipmanları. Su eksikliği veya dolumu durumunda otomatik alarm sistemi.
6. Sterilizasyon verilerinin yazdırılması için dahili yazıcı.
7. Kısa devre koruması, Sigorta: T15AL ~ 250V
8. Depolama tankı kapasitesi: 2 litre.
9. Her halka için gerekli su: 0,3 litre.
10. Su haznesinin minimum alarm seviyesi: 0,5 litre.
11. Sterilizasyon (basınç / sıcaklık):
  - 90 ~ 130KPa / 121°C (Standart atmosfer basıncı)
  - 200 ~ 230KPa / 134°C (Standart atmosfer basıncı)



CE



### Teknik Özellikler;

Model	INOAClave-B12	INOAClave-B16	INOAClave-B18	INOAClave-B23
Kapasite (L)	12	16	18	23
İç Boyutlar (mm)(GxD)	200x360	230x350	250x350	250x450
Dış Boyutlar (mm)(DxGxY)	560x450x410	560x450x410	560x450x410	680x450x410
Ambalaj Boyutları (mm)	650x520x520	650x520x520	650x520x520	780x520x520
Ağırlık	50/55kg			