

INOWB Serisi Çoklu Su Banyo Sistemleri

INOWB Serisi Su Banyoları tıbbi arıtma üniteleri, bilimsel araştırmalar, kimya endüstrisi, eczane, petrol, baskı, boyama vb. gibi laboratuvarlarda distile, kurutma, konsantre ve termostatik olarak ısı kimyasal ilaçları, biyolojik ürünler vb. gibi uygulamalarda kullanılmaktadır.

Paslanmaz çelikten üretilmiş iç hazne ve kapak sayesinde uzun ve sağlıklı bir kullanım sunar. Akıllı yapı tasarımı ile güçlü korozyon direnci, güçlü görünüm ve kolay kullanım sağlar. Aşırı sıcaklık alarm sistemi sayesinde, numunelerin güvenli bir operasyondan geçmesini sağlar. Kullanımı kolaylaştıran mikro bilgisayar sıcaklık kontrolü, yüksek hassasiyetli sıcaklık kontrolü ve istikrarlı performans sağlar.

Özellikler;

1. Aşırı sıcaklık alarm sistemi.
2. Mikrobilgisayar PID sıcaklık kontrolü.
3. Yüksek güçlü CPU çipi.
4. Yüksek hassasiyetli ve hassas platin rezistör PT100 sensör.
5. Mevcut zamanlama fonksiyonu.



Teknik Özellikler;

Model	INOWB-1	INOWB-2	INOWB-4	INOWB-6	INOWB-8
Hazne Sayısı	1	2	4	6	8
Kapasite (L)	2.5	4.9	9.9	14.8	19.8
Sıcaklık Aralığı	OS +5°C - 99°C				
Zamanlama Aralığı	1 - 999dk				
Sıcaklık Dalgalanması	±0.2°C				
Sıcaklık İzleme Alarmı	±2°C				
Güç Kaynağı	220V ±10% 50/60Hz				
Güç Gereksinimi (W)	300	500	1000	1500	2000
Boyutlar (GxDxY)(mm)	350x260x220	570x240x270	670x450x260	800x450x270	800x450x270
Ambalaj Boyutları (GxDxY)(mm)	450x360x320	670x340x370	770x550x360	900x550x370	900x550x370
Ağırlık (kg)	7.5	12.5	16	20.5	35