

INOWB Serisi Üç Hazneli Su Banyo Sistemleri

INOWB Serisi Üç Hazneli Su Banyoları, üniversitelerde, kole-
jlerde, sanayi ve madencilik işletmelerinde ve Ar-Ge kurumların-
da ihtiyaç duyulan sabit sıcaklık veya yardımcı ısıtma amaçlı
olarak kullanılmaktadır.

Özellikler;

1. Cihazın iç hazneleri ve kapakları paslanmaz çelikten
üretlmıştır.
2. Mikrobilgisayar PID sıcaklık kontrolü, yüksek güçlü CPU çipi
ve yüksek hassasiyetli ve hassas platin direnç PT100 sensörü
gibi doğru sıcaklık kontrolünü elde etmeyi sağlayacak ekip-
manlar ve sıcaklık, zaman gibi değerlerin girilebilmesini
sağlayan LCD Panel ile donatılmıştır.
3. Örneklerin güvenli bir ortamda çalışmasını sağlayan aşırı sı-
caklık alarm sistemi mevcuttur.
4. Dahili su sirkülasyon pompası ile donatılmıştır. Dış çevrim
döngüsü arayüzü ile homothermal su üretebilir.
5. Mikrobilgisayar, dönüş hızının sürekli değişen karıştırma
viskozitesi koşulunda sabit olmasını sağlamak için karışım
hızını kontrol eder.
- * Sadece Manyetik Karıştırıcı Banyosu bu fonksiyona sahiptir.
6. Karıştırıcı işlevi sayesinde daha kesin ve düzgün sıcaklık
kontrolü sağlanır.



Teknik Özellikler;

Model	INOWB-400	INOWB-550
Sıcaklık Aralığı	OS +5°C - 99°C	
Zamanlama Aralığı	1 - 999dk	
Sıcaklık Kararlılığı	±0.2°C	
İzleme Alarmı	±2°C	
Güç Kaynağı	AC220V 50Hz	
Güç Gereksinimi (W)	150W*3	300W*3
İç Boyutlar (DxGxY)(mm)	150x135x150*3	300x150x150*3
Dış Boyutlar (DxGxY)(mm)	750x420x360	750x570x360
Ambalaj Boyutu (DxGxY)(mm)	850x520x460	850x670x460
Ağırlık (kg)	12	19