

INOOB Serisi Elektrikli Termostatik Yağ Banyosu

INOOB Serisi Yağ Banyoları, Antikorozyon paslanmaz çelik ve mikrobilgisayar işletim sistemi ile en iyi güvenlik ve dengeyi sağlar.

Özellikler;

1. Yeni tasarım ve ergonomik tasarım.
2. Paslanmaz çelik hazne ve kapak ve fırın cilası uygulanmış yüzey.
3. Zamanlama işlevine sahip mikroişlemci PID kontrolü, yüksek güçlü CPU çipi ve yüksek hassasiyetli platin direnç PT100 sensörü, sıcaklığı daha doğru ve operasyonu daha kolay hale getirir.
4. Mikrobilgisayar, dönüş hızının sürekli değişen karıştırma viskozitesi koşulunda sabit olmasını sağlamak için karışım hızını kontrol eder. * Sadece Manyetik Karıştırıcı Banyosu bu fonksiyona sahiptir.
5. Karıştırıcı işlevi sayesinde daha kesin ve düzgün sıcaklık kontrolü sağlanır.



Teknik Özellikler;

Model	INOOB-5	INOOB-13	INOOB-28
Kapasite (L)	5	13	28
Sıcaklık Aralığı	OS +5°C - 200°C		
Zamanlama Aralığı	1 - 999dk		
Sıcaklık Kararlılığı	±0.5°C		
İzleme Alarmı	±2°C		
Güç Kaynağı	AC220V 50/60Hz		
Güç Gereksinimi (W)	500	800	1800
İç Boyutlar (GxDxY)(mm)	300x150x150	295x235x200	495x295x200
Dış Boyutlar (GxDxY)(mm)	510x250x270	940x480x270	940x480x270
Ambalaj Boyutları (GxDxY)(mm)	600x350x370	1040x580x370	1040x580x370
Ağırlık (kg)	9.3	15.8	23