

INOLUC & INOHUC Düşük ve Yüksek Frekans Ultrasonik Banyolar

INOLUC & INOHUC Serisi Ultrasonik Temizleyiciler, işletmelerde, hafif endüstride, üniversitelerde ve kolejlerde, bilimsel araştırma birimleri vb. uygulama yerlerinde temizlik, gaz alma, köpük giderme, emülsifiye etme, harmanlama, filtreleme, özütme, toz öğütme ve hücre dağıtma gibi uygulamalarda kullanılmaktadır.

Özellikler;

1. Temizleme sıvısı olarak normal musluk suyu, alkol veya çözücüler kullanılabilir.
2. Tam SUS304 paslanmaz çelik arındırma sepeti. (Opsiyonel)
3. Yüksek kaliteli paslanmaz çelik ile yeni ve zarif tasarım.
4. Daha uygun ve kullanışlı olan tutucu ve drenaj ile donatılmıştır.
5. Tüm parçalar için hızlı, verimli, yüksek ve tutarlı temizleme.
6. El ile çalışma gereksinimi duymadan, kullanıcıya daha güvenli ve rahat çalışma sağlar.
7. Sistem, çözücü ve ısıtma enerjisinden tasarruf etmenizle birlikte, laboratuvarınızda da yer tasarrufu elde etmenizi sağlar.
8. 40% - 100% aralığında ayarlanabilir ultrasonik güç.
9. Dijital ekran ve mikrobilgisayar hafıza kontrolü.
10. Sistem, otomatik olarak ultrasonik frekansların değişimi, her ultrasonik frekansın çalışma süresini, tek frekanslı çalışma süresini, ayarlanabilen kademesiz ultrasonik gücü, sabit ısıtmayı ve sıcaklık gibi parametreleri ayarlamayı sağlamaktadır.



INOLUC Serisi Teknik Özellikler;

Model	INOLUC-60DE	INOLUC-70DE	INOLUC-120DE	INOLUC-180DE	INOLUC-240DE	INOLUC-360DE	INOLUC-480DE	INOLUC-600DE
İç Boyutlar (mm)								
Derinlik	150	150	240	300	300	330	500	500
Genişlik	135	135	136	150	240	300	300	300
Yükseklik	65	100	100	150	150	150	150	200
Dış Boyutlar (mm)								
Derinlik	175	175	265	325	325	355	525	525
Genişlik	170	170	170	180	270	330	330	330
Yükseklik	145	180	215	280	280	280	280	330
Tahliye Tankının Hacmi (L)	1.3	2.0	3.2	4.5	10.8	14.8	22.5	30.0
Tahliye Tank Materyali	Tam Paslanmaz Çelik Pres Havzası, SUS304, Maks. Kalınlık 1.0mm							
Ultrasonik Dalga Frekansı	28KHz/40KHz(68KHz/80KHz/120KHz)							
Dönüştürücünün Miktarı	1	1	2	3	4	6	8	10
Maks. Ultrasonik Güç (W)	50	70	120	180	240	360	480	600
Isıtıcı Elemanın Gücü (W)	Yok	Yok	100	100	200	200	400	600
Zaman Kontrolü	1-30dk	1-30dk	1-30dk	1-30dk	1-30dk	1-30dk	1-30dk	1-30dk
Güç Kaynağı	AC220V 50Hz 3A				AC220V 50Hz 5A			
Net Ağırlık (Kg)	1.6	2.0	3.5	4.5	7.0	8.5	12.5	14.0
Brüt Ağırlık (Kg)	2.0	2.5	4.0	5.5	8.0	10.0	14.0	16.0

INOHUC Serisi Teknik Özellikler;

Model	INOHUC-100DE	INOHUC-170DE	INOHUC-240DE	INOHUC-150DE	INOHUC-230DE	INOHUC-360DE
İç Boyutlar (mm)						
Derinlik	300	300	300	330	330	330
Genişlik	240	240	240	300	300	300
Yükseklik	150	150	150	150	150	150
Dış Boyutlar (mm)						
Derinlik	370	370	370	400	400	400
Genişlik	320	320	320	350	350	350
Yükseklik	350	350	350	380	380	390
Tahliye Tankının Hacmi (L)	10.8	10.8	10.8	14.8	14.8	14.8
Tahliye Tank Materyali	Tam Paslanmaz Çelik Pres Havzası, SUS304, Maks. Kalınlık 1.0mm					
Ultrasonik Dalga Frekansı (KHz)	68	80	120	68	80	120
Dönüştürücünün Miktarı	4	4	4	6	6	6
Kontrol Edilebilir Ultrasonik Güç (W)	96-240	96-240	96-240	144-360	144-360	144-360
Isıtıcı Elemanın Gücü (W)	200	200	200	200	200	200
Zaman Kontrolü	1-30dk	1-30dk	1-30dk	1-30dk	1-30dk	1-30dk
Güç Kaynağı	AC220V 50Hz 5A			AC220V 50Hz 10A		
Net Ağırlık (Kg)	7.0	7.0	7.0	8.5	8.5	8.5
Brüt Ağırlık (Kg)	9.0	9.0	9.0	12.0	12.0	12.0



Model	INOHUC-200DE	INOHUC-340DE	INOHUC-480DE	INOHUC-240DE	INOHUC-420DE	INOHUC-600DE
İç Boyutlar (mm)						
Derinlik	500	500	500	500	500	500
Genişlik	300	300	300	300	300	300
Yükseklik	150	150	150	200	200	200
Dış Boyutlar (mm)						
Derinlik	520	520	520	520	520	520
Genişlik	330	330	330	330	330	330
Yükseklik	280	280	280	330	330	330
Tahliye Tankının Hacmi (L)	22.5	22.5	22.5	30.0	30.0	30.0
Tahliye Tankının Malzemesi	Tam Paslanmaz Çelik Pres Havzası, SUS304, Maks. Kalınlık 1.0mm					
Ultrasonik Dalga Frekansı (KHz)	68	80	120	68	80	120
Dönüştürücünün Miktarı	8	8	8	10	10	10
Kontrol Edilebilir Ultrasonik Güç (W)	192-480	192-480	192-480	240-600	240-600	240-600
Isıtıcı Elemanı Gücü (W)	400	400	400	600	600	600
Zaman Kontrolü	1-30dk	1-30dk	1-30dk	1-30dk	1-30dk	1-30dk
Güç Kaynağı	AC220V 50Hz 10A					
Net Ağırlık (Kg)	12.5	12.5	12.5	14.0	14.0	14.0
Brüt Ağırlık (Kg)	15.0	15.0	15.0	16.0	16.0	16.0

