

INOPAUC Serisi Ultrasonik Temizleyiciler

INOPAUC Serisi Ultrasonik Temizleyiciler, işletmelerde, hafif endüstride, üniversitelerde ve kolejlerde, bilimsel araştırma birimleri vb. uygulama yerlerinde temizlik, gaz alma, köpük giderme, emülsifiye etme, harmanlama, filtreleme, özütleme, toz öğütme ve hücre dağıtma gibi uygulamalarda kullanılmaktadır.

Özellikler;

1. Temizleme sıvısı olarak normal musluk suyu, alkol veya çözücüler kullanılabilir.
2. Tam SUS304 paslanmaz çelik arındırma sepeti. (Opsiyonel)
3. Yüksek kaliteli paslanmaz çelik ile yeni ve zarif tasarım.
4. Daha uygun ve kullanışlı olan tutucu ve drenaj ile donatılmıştır.
5. Tüm parçalar için hızlı, verimli, yüksek ve tutarlı temizleme.
6. El ile çalışma gereksinimi duymadan, kullanıcıya daha güvenli ve rahat çalışma sağlar.
7. Sistem, çözücü ve ısıtma enerjisinden tasarruf etmenizle birlikte, laboratuvarınızda da yer tasarrufu elde etmenizi sağlar.
8. 40% - 100% aralığında ayarlanabilir ultrasonik güç.
9. Dijital ekran ve mikrobilgisayar hafıza kontrolü.
10. Sistem, otomatik olarak ultrasonik frekansların değişimi, her ultrasonik frekansın çalışma süresini, tek frekanslı çalışma süresini, ayarlanabilen kademe-siz ultrasonik gücü, sabit ısıtmayı ve sıcaklık gibi parametreleri ayarlamınızı sağlamaktadır.



Teknik Özellikler;

Model	INOPAUC-600DE	INOPAUC-900DE	INOPAUC-1200DE	INOPAUC-1800DE	INOPAUC-2160DE	INOPAUC-2880DE	INOPAUC-4320DE
İç Boyutlar (mm)							
Derinlik	500	550	550	600	600	700	800
Genişlik	300	350	400	450	450	500	600
Yükseklik	250	300	400	400	500	500	550
Dış Boyutlar (mm)							
Derinlik	550	600	700	770	750	870	950
Genişlik	350	400	500	750	700	840	890
Yükseklik	300	350	680	850	900	900	950
Tahliye Tankının Hacmi (L)	38	58	80	88	120	150	240
Tahliye Tank Materyali	Tam paslanmaz çelik 304 havza, maksimum çelik levha kalınlığı 2.0mm, çalkalamalı çelik levha üzerinde elektrolizle kaplanmış 10 ipeklili sert krom.						
Ultrasonik Dalga Frekansı	28KHz/40KHz (68KHz/80KHz/120KHz)						
Dönüştürücünün Miktarı	12	18	24	30	36	48	72
Kapasite Kontrolü	300-720W	400-1080W	600-1440W	700-1800W	800-2160W	900-2880W	1700-4320W
Isıtıcı Elemanın Gücü	800W	1000W	1500W	3000W	4500W	6000W	9000W
Zaman Kontrolü	1-30dk						
Güç Kaynağı	AC220V 50Hz						
	15A	30A	30A	30A	50A	50A	50A
Net Ağırlık (Kg)	23	30	55	65	80	100	140
Brüt Ağırlık (Kg)	25	35	60	75	90	120	155

INOMUC Serisi Dijital Ultrasonik Banyolar

INOMUC Serisi Dijital Ultrasonik Temizleyiciler, Laboratuvarlarda, dişçi ve elektronik imalathaneleri vb. uzman departmanlar tarafından kullanılmaktadır.

Özellikler;

1. Süper uzun temizleme tankı,
2. Soğutma fanı,
3. Yüksek güçlü ultrasonik jeneratör,
4. 5 bölüm dijital zamanlama,
5. Ayrılabilir üç fazlı besleme,
6. Isıtma cihazı,
7. Aşırı ısınmaya karşı koruma devresi,
8. Yüksek etkili plastik kasa.

Teknik Özellikler;

Model	INOMUC-116	INOMUC-210
Ultrasonik Frekans	40,000 Hz	42,000 Hz
İç Hazne Materyali	Paslanmaz Çelik SUS304	Paslanmaz Çelik SUS303
Kapasite	600 ml (1pint)	2,500 ml (max. 2100ml)
Zaman Kontrolü	Ayarlanabilir (3dk to 1s)	5 Bölüm Dijital Zamanlama (90-180-280-380-480s)
Güç Kaynağı	AC100/120V 60Hz AC220/240V 50/60Hz	AC220/240V 50Hz
Güç Gereksinimi	35W	70W (220V - 170V)
Isıtma Gücü	Yok	100W (220V - 170V)
Isıtıcı Sıcaklığı Ayarı	Yok	65°C
İç Boyutlar (GxDxY)(mm)	155x95x52	250x150x80
Ortalama Boyutlar (GxDxY)(mm)	270x270x300	270x270x300
Ambalaj Boyutları (LxWxH)(mm)	300x300x330	300x300x330
Brüt Ağırlık	3kg	3kg



INOMUC-210



INOMUC-116