

INOMT Serisi Erime Noktası Tayin Cihazları

Özellikler;

1. Otomatik sıcaklık kontrolü, otomatik kronograf, zamanlayıcı çevirmeli,
2. Otomasyon, otomatik algılama, otomatik teşhis, otomatik alarm,
3. 3 kol ızgara numarası,
4. İthal paslanmaz çelik ızgara,
5. Otomatik çevirmeli kol ızgarası,
6. Ana bilgisayar parametreleri önceden ayarlanmış ve otomatik depolanabilir. Sırada ki yükleme çoğaltma yapmadan sağlanabilir,
7. Kendi kendine test fonksiyonu ve otomatik koruma fonksiyonu ile çeşitli arıza sinyali verebilmektedir,
8. Harici mini yazıcı,
9. USB depolama fonksiyonu ile izleme için deneysel veri saklama,
10. PID modunu kullanan termostat bir yazılım hatasını kolayca düzeltilebilir,
11. İsteğe bağlı ayarlanabilir yıkama hızı aralığı.

Teknik Özellikler;

Model	INOMT-I	INOMT-II
Şeffaf Kol	52mm Yüksek 60mm	
Paslanmaz Çelik	Her biri 39 4mm olan 50mm 39 4mm	
Hasır Çerçeve	İki adet 50mm çapında delik	
Hız Aralığı	10 - 100r/dk	
Sıcaklık Aralığı	30°C (OS) - 45°C	
Sıcaklık Çözünürlüğü	0.1°C	
Sıcaklık Hatası	<±0.1°C	
Çevirme Kolu Izgara Frekansı	1	10
Örnekleme Süresi	0 - 999, 0-999 dakikaya kadar geri sayım	
Güç Kaynağı	AC220V ±10%, 50Hz, 1250W	
Çalışma Şartları	Ortam Sıcaklığı: 5 - 40°C, Bağıl Nem: <80%HR	



*Zamanlayıcı işlevi, geçerli örnekleme süresini, örnekleme noktalarının toplam süresini gösterir.

INOTH Tablet Sertlik Ölçüm Cihazı

INOTH Tablet Sertlik Ölçüm Cihazı, bir tablet ilaç kalitesinin sertliğini ölçmek için tasarlanmış özel bir ekipmandır. Bu cihaz, farmasötik tıbbi eğitim ve araştırma, araştırma laboratuvarı, ilaç endüstrisi gibi alanlarda ilaçların tablet sertlik ölçümü için uygundur.

Özellikler;

- Cihaz, yüksek hızlı tek yongalı bir mikrobilgisayar kontrol sistemi kullanır.
- Güçlü veri işleme kabiliyeti, otomatik test, maksimum tablet, minimum ortalama, standart sapma ve varyasyon raporlama katsayısına sahiptir.
- Cihaz, kullanıcı dostu bir mavi geniş LCD grafik ekrana sahiptir.
- Menü modunu kullanarak çalışma fonksiyonları yönetme.
- Kullanımı kolay ve anlaşılır, gerçek etkileşimli içerik.
- Yüksek hassasiyet ve test tekrarlanabilirliği.
- Anlaşılır sezgisel okuma.
- Ölçü birimi: kg-N, yazılım işleminde ayarlanabilir.

Teknik Özellikler;

Model	INOTH
Tabletler basınç ölçüm aralığı	1 to 30
Tabletin Maksimum Çapının Belirlenmesi	30mm
Sertlik Basınç Hassasiyeti	Maks. Aralığın ±% 0,5'i
Çözüm	0.01 Kg
Giriş Gücü	30W

