

EPS-2014 Mini Elektroforez Sistemi



Özellikler;

EPS-2014 Mini Elektroforez Sistemi, yeni teknoloji ile birleştirilmiş, küçük ve akıllı tasarıma sahip, DNA ve RNA elektroforezi için özel olarak üretilmiştir.

Sahip olduğu manyetik sensör, akımın elektrotlara sadece kapak açıkken akmasına izin verir. Sistem çalışırken kapak açılır veya sökülürse akım derhal kapanır.

EPS-2014, Northern ve Southern lekeleme, Kosmid kütüphane kısıtlama analizi, Mikro uydu analizi, PCR fragmanı analizi, DNA parmak izi ve yüksek verim analizi gibi birçok uygulama için idealdir.

Teknik Özellikler;

Model	EPS-2014
Giriş Gücü	AC100/120V 50/60Hz Or AC220/240V dönüştürücü ile 50/60Hz
Çıkış Gücü	DC35V / DC50V / DC100V
Küvet Boyutu (DxGxY)	110x121x43mm
Ortalama Boyut (DxGxY)	190x130x60mm
Küvet Yapısı	PC + ABS
Maks. Güç	40W
Zamanlayıcı	0 - 99dk
Küvet Hacmi	230ml



Aksesuarlar;

Jel Boyutu (GxD)	126x126 - 1ad.
Jel Göç Kartı (GxD)	110x60mm - 2ad. 54x60mm - 4ad.
Geniş Diş (Genişlik x Kalınlık x No)	3mm x 1mm x 22 5.6mm x 1mm x 12 3mm x 1mm x 18 5.6mm x 1mm x 10
Dönüştürücü	AC220V (Giriş) / AC110V (Çıkış)

