

INOMINO Serisi Mini Santrifüjler

INOMINO Serisi Mini Santrifüjler, mikro tüpler için 6 x 1.5ml rotor tedarik edilir.

6 x 1.5ml rotor, altı ayrı 1.5ml plastik mikro santrifüj tüpünü santrifüjlemek için tasarlanmıştır.

Ünite ile birlikte verilen adaptörlerle birlikte 0,5ml ve 0,2ml tüpleri de kabul edecektir.

Adaptörler 0.2ml tüpler ve 0.5ml tüpler için ayrı olarak temin edilebilir.

Rotor, mikro filtrasyon, hücre ayrılması ve tüp duvarlarından hızlı dönüşler gibi nispeten düşük g dövmeleri gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır.

Cihaz elektriğe bağlandığında, kapak kapatıldığında santrifüj başlar. Kapak durumunu algılayan sensör, kapak açıldığında da işlemi otomatik olarak durdurur.



CE



Özellikler;

Cihaz çalışma zamanında izlemek için ayrıntılı ve renkli bir kapakla donatılmıştır.

İçerdiği rotor, yüksek kalitede bir malzeme olan Karbon Fiber'den yapılmıştır.

INOMINO serisi küçük bir alanı kaplar ve düşük sesle çalışır.

Güvenli ve dayanıklı olmasını gerektiren tüm özelliklere sahiptir.

Teknik Özellikler;

Model	INOMINO-6K	INOMINO-7K	INOMINO-10K
Maks. RPM	6000	7000	10000
Bağıl Merkezkaç Kuvveti	2000	2300	5000
Rotor Tipleri	6 x 1.5/2.0ml Angle Rotor 2 x 8 x 0.2ml Strip Rotor		
Güç Kaynağı	30/40W, AC100V-240V, 50/60Hz, 1A		
Boyutlar	175x150x120mm		
Ambalaj Boyutları	195x260x160mm		
Ağırlık	0,7 Kg		
Ambalaj Ağırlığı	2,5 Kg		

