

Orta Kapasite ve Düşük Hızlı Kan Tüpleri ve PRP için İdeal Santrifüjler

Özellikler;



FC5000 serisi Masaüstü Santrifüjler, Fırçasız DC Motor ve Mikro İşlemci kontrollü sistemi sayesinde güvenilir ve hızlı bir kullanım sunar.

Ön panelinde bulunan Soft-Touch tuşları ve LCD Ekranı sayesinde RPM, RCF, Zaman ve Kapak durumu gibi parametrelerin kontrolünü ve takibini kolaylaştırmaktadır.

Cihazlar gerekli ısınma denge koruyucu ekipmanları veya hava değişim kanalları sayesinde numunelerin ısınmasının önüne geçerek kontaminasyonları ve benzeri bozulmaları engelleyerek kullanıcıya kaliteli hizmet sağlamaktadır.

Çok sağlam saç ve paslanmaz çelik malzemelerden üretilmiş dış tasarımı, balans kontrolü ve kapak güvenlik sistemleriyle güvenilir ve rahat bir çalışma sunar.

Modellerin her biri isteğe uygun çok çeşit rotor kapasiteleriyle hizmet sunmaktadır.

FC5000 Serisi, Biyokimyadan Mikrobiyolojiye kadar birçok kullanım alanına uygun olarak üretilmiş bir seridir. Özellikle sağlık merkezleri ve hastanelerde kan tüpleri santrifüjü için ideal çözümlerimizdendir.



CE

Teknik Özellikler;

Model	FC5000-1C	FC5000-6B	FC5000-6C Kan Kartı Santrifüjü	HEMA12-1 Hematokrit
Maks. Hız (RPM)	6000	4000	3500	12000
Kan Kartı Santrifüjü için	N/A	N/A	3000	N/A
Maks. Hız (RPM)				
Maks. RCF (xg)	4500	2420	2500	N/A
Zamanlama Aralığı	1-999dk			
Kontrol	Mikroişlemci kontrol			
Motor	Fırçasız Motor			
Gürültü	≤65dB	≤55dB	≤60dB	N/A
Güç Kaynağı	AC220V 50Hz 5A	AC220V 50Hz 2A	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz 8A
Boyutlar (GxDxY)(mm)	350x430x260	430x340x230	N/A	350x280x250
Ambalaj Boyutu (GxDxY)(mm)	N/A	440x530x340	N/A	N/A
Net Ağırlık (kg)	22	13	18	18
Brüt Ağırlık (kg)	25	15	20	N/A



Rotor Tipleri;

Model		FC5000-1C	FC5000-6B	FC5000-6C	HEMA12-1
Rotor Tipi	Kapasite	RPM RCF(xg)	RPM RCF(xg)	RPM RCF(xg)	RPM RCF(xg)
Sabit Açılı Rotor	12 x 10/15ml 10 x 20ml	6000 4500	4000 2420 4000 2420		
Açılır Rotor	8 x 10/15ml		4000 2420		
Mikro Sütun Kan Tipi	6 or 8				
Kart Miktarı	Sütun Kart			3000 2500	
Hematokrit Rotor	24 Standart Kılcal				12000 RPM