

INOOI-DUO Serisi Fırın-İnkübatör (İkili Modül)

Yeni nesil İkili modüle (Fırın&İnkübatör) sahip INOOI-DUO Serisi, Alman Teknolojisini benimseyen yeni nesil ikili modül (Fırın&İnkübatör) INOOI-DUO Serisi, yüksek kalite ve güvenilir bir çalışma sağlar. Genellikle bilimsel araştırma, üretim bölümleri, yüksek okullar vb ortamlarda kullanım görmektedir.

Özellikler;

1. Kullanımı ve temizliği kolay parlak paslanmaz çelik hazne.
2. Ayarlanabilir raf aralıkları.
3. Hassas ve güvenilir kontrol sağlayan mikroişlemci sıcaklık kontrolörü.
4. Akıllı programlanabilir sıcaklık kontrol cihazı. (Opsiyonel)
5. Çalışma odası üniformitesinde sıcaklığın sağlanması için basınçlı hava taşınımı.
6. Silikon kauçuk sızdırmazlık şeritleri ve önizleme sağlayan çift katmanlı cam kapı penceresi.



Teknik Özellikler ;

Model	INOOI-DUO30A	INOOI-DUO50A	INOOI-DUO70A	INOOI-DUO140A	INOOI-DUO240A
Kapasite (L)	30	50	70	140	240
Raf Sayısı			2		
Zamanlama Aralığı			1 - 9999dk		
Sıcaklık Aralığı			A.) İnkübatör olarak: 5 - 80°C B.) Fırın olarak: 80 - 220°C		
Ekran Görüntüleme Doğruluğu			0.1°C		
Sıcaklık Kararlılığı			A.) ±0.5 B.) ±1%		
Ortam Sıcaklığı			5 - 35°C		
Güç Kaynağı			220V 50Hz		
Güç Gerksinimi (W)	850	1100	1550	2050	2450
İç Boyutlar (GxDxY)(mm)	340x325x320	420x395x350	450x400x450	550x450x550	600x550x600
Dış Boyutlar (GxDxY)(mm)	630x510x490	840x670x720	740x570x620	740x570x620	780x960x990
Ağırlık (Kg)	40	80	90	90	80

